



SISTEMA HEMOCUE PLASMA/LOW HB

Tienda de Simuladores Médicos presenta PSISTEMA HEMOCUE PLASMA/LOW HB que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Analizador Portátil para la determinación cuantitativa de Hemoglobina libre en muestras de plasma o suero, soluciones acuosas, eritrocitos almacenados o acumulados procedentes de Banco de Sangre. Único analizador en el mundo que mide concentraciones tan bajas de Hemoglobina Libre.
- Equipo portátil para la determinación cuantitativa de hemoglobina libre en sangre en concentrados eritrocitarios.
- Volumen de muestra: 20 μ L de plasma.
- Resultado entre 15 y 30 segundos
- Formato: Microcubetas.
- Rango de Medición: 0.3 a 30.0 g/L



SISTEMA HEMOCUE PLASMA/LOW HB

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx