



SOPORTE PARCIAL DE PESO MANUAL

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo el SOPORTE PARCIAL DE PESO MANUAL MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Sistema hidráulico para levantar y bajar al paciente de forma gradual y segura.
- Estructura de acero marmoleado.
- Sostén de 6 puntos.
- Cuatro ruedas giratorias, freno en ruedas traseras.
- Altura máxima 162.5 cm, altura mínima 53.5 cm.
- Ancho de la base abierta 109 cm.
- Soporta 150 kg.



SOPORTE PARCIAL DE PESO MANUAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx