



TINA DE CUERPO COMPLETO

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la TINA DE CUERPO COMPLETO MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Medidas: 75 cm de altura x 160 cm de largo x 61.5 cm de ancho
- Soldadura de arco de punto continuo a prueba de fuga sin costura en las uniones
- Con 4 ruedas multidireccionales con o sin frenos; medidas aproximadas 90 cm de altura x 160 cm de largo x 61.5 cm de ancho
- Turbina de hidromasaje y taque de acero inoxidable, con turbine de $\frac{3}{4}$ hp, capacidad de consumo 12 mA, 120 v, 60Hz.



TINA DE CUERPO COMPLETO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx