



TINA DE HUBBARD

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la TINA DE HUBBARD MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Sin costuras de soldadura, con terminado satinado.
- Las orillas del fondo son redondeadas para minimizar el desarrollo de bacterias.
- Base es de acero inoxidable reforzado.
- Sistema de desagüe.
- Ruedas giratorias con freno (solo modelos móviles)
- Termómetro dual °C y °F, encapsulado con cubierta protectora de alta resistencia.
- Turbinas silenciosas de 1/2 caballo de fuerza.
- Fabricadas en acero inoxidable de grueso calibre tipo 304.
- Capacidad: 1022 litros.
- Dimensiones: 226.1 cm x 127 cm x 55.9 cm.



TINA DE HUBBARD

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx