



TINA DE MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la TINA DE MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Soldadura de arco de punto continuo a prueba de fuga sin costura en las uniones
- Con 4 ruedas multidireccionales con o sin frenos, medidas aproximadas de: 80 cm de altura, 80 cm de largo y 46 cm de ancho
- Turbina de hidromasaje y tanque de acero inoxidable, con turbine de $\frac{3}{4}$ hp, capacidad de consumo 12 mA, 120 v, 60Hz. Ciclos de 2530 rpm y flecha estabilizadora para el sistema fr sellado permanente del motor
- Medidas: 66 cm de largo x 55 cm de alto x 42 cm de ancho



TINA DE MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR