



TOMA MURAL DE OXIGENO

Tienda de Equipo Médico presenta TOMA MURAL DE OXIGENO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Las tomas Aramed NFPA, se pueden instalar a consolas o a la pared y se interconectan a la red general de gases medicinales. La conexión DISS-Aramed (sistema de seguridad de identificación dimensional) evita cualquier posible equivocación en la conexión rápida (quick connect) y cuenta con fijación roscable. Flujos de gas 170-200 lts/ min, presión de trabajo 4-6 bar, sistema de doble check, plafón fabricado en Zamac y terminado con pintura electrostática, enchufe rápido y roscable. Tubo de cobre tipo "I" diam 3/8 para conectar a la línea. Normas aplicadas CGAV-5-1989 y CGAG-4.1-1996, NFPA 99. Presión de prueba >8 bar con nitrógeno (prueba de fugas para hermeticidad) gauge pasa, no pasa para roscas verificación 100%



TOMA MURAL DE OXIGENO



CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx