



TUERCA MOLETEADA PARA CONECTOR OXÍGENO/AIRE

Tienda de Equipo Médico presenta TUERCA MOLETEADA PARA CONECTOR OXÍGENO/AIRE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Es el medio de conexión entre la salida de gases medicinales y el equipo periférico, fabricados en latón cromado cubierto con níquel >40 y acabado en cromo.



TUERCA MOLETEADA PARA CONECTOR OXÍGENO/AIRE

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx