




TURBINA PARA TINA DE HUBBARD

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la TURBINA PARA TINA DE HUBBARD MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Aproximadamente 130.25L. o 35 galones.
- Con turbina $\frac{3}{4}$ hp
- Capacidad de consumo 12 amp, 120 volt y 60 hz.
- Ciclos de 23530 rpm y flecha con barra estabilizadora para el sistema de sellado permanente del motor.
- Sistema de seguridad térmica y falla de corriente (interruptor y contacto GFI O GFCI).
- Evacuación de agua de 37.85 litros por minuto a 56.78 litros por minuto



TURBINA PARA TINA DE HUBBARD

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx