



TURBINA PARA TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la TURBINA PARA TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Aproximadamente 130.25 litro o 35 galones. Diámetro 1 ½ pulgada y longitud del vástago 80 cm
- Turbina de hidromasaje con turbina ¾ hp
- Capacidad de consumo 12 amp, 120 volt, 60 HZ. Ciclos de 3530 rpm y flecha con barra estabilizadora para el sistema de sellado permanente del motor
- Sistema de seguridad térmica y falla de corriente (interruptor y contacto GFI O GFCI)
- Evacuación de agua de 37.85 litros por minuto a 56.78 litros por minuto



TURBINA PARA TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx