



ÚLTIMA 20 DIGITAL TENS

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ÚLTIMA 20 DIGITAL TENS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- La unidad Ultima 20 TENS es un dispositivo de doble canal con increíbles veinte modos de funcionamiento (8 manuales y 12 preestablecidos). Es muy simple de operar y tiene una cubierta protectora sobre los controles. Su ancho de pulso y frecuencia de pulso también son ajustables.
- Esta máquina TENS estimuladora de nervios con 20 modos es duradera, ergonómica y siempre tiene una potente defensa contra el dolor nervioso. El estimulador nervioso eléctrico de PMT es un dispositivo que se usa para tratar el dolor crónico y el dolor asociado con una lesión activa o postraumática que no responde a otras terapias estándar para el dolor. Uno simplemente aplica sus electrodos conectados a la unidad TENS a la superficie de la piel en el sitio del dolor.
- La terapia neuromuscular TENS estimula los nervios sensoriales para bloquear la señal de dolor y estimular la producción de endorfina para ayudar a normalizar la función simpática y tiene una corriente bifásica de bajo voltaje.



ÚLTIMA 20 DIGITAL TENS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx