



MEDICAL
TECHNOLOGY

UNIDAD DENTAL FAS 4000

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo la UNIDAD DENTAL FAS 4000 MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Dispositivos con mangos en aluminio, individuales para controlar aire y agua para piezas de mano
 - Sistema de mando eléctrico accionado por control de mando digital fabricado en policarbonato
 - Jeringa tripe con punta esterilizante
 - Manómetro analógico, reguladores de presión de aire y agua para piezas de mano y jeringa triple
- Sistema de protección que impide el reflujos de líquidos a termino de tratamiento por medio.
- Fuentes de acero inoxidable
 - Luz concéntrica semi fría
 - Luz con temperatura visual cálida
 - Forrado en vinil sintético lavable y desinfectable
 - Sistema de trabajo regulado, ideal para trabajar con alta y baja presión utilizando botellas PET



UNIDAD DENTAL FAS 4000

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx



MEDICAL
TECHNOLOGY