




UNIDAD DENTAL SMI

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el UNIDAD DENTAL SMI MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Salida para conectar piezas de mano de activación automática
- Colgadores de pieza de mano, fabricados en metal automáticos
- Jeringa tripe con punta esterilizable
- Manómetro analógico
- Filtro para limpieza de aire
- Regulador para un control efectivo de flujo de aire
- Terminal de abasto de agua para cavitrón o scaler
- Contacto eléctrico para adición de algún periférico 110v
- Negatoscopio de luz LED blanca
- Panel digital para control de movimientos del sillón
- Lámpara de fotocurado alámbrica
- Taza desmontable y fuentes de acero inoxidable
- Filtro de línea para solidos
- Succión mediante sistema Ventury Max®, con porta cánula



UNIDAD DENTAL SMI

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx