



VITRINA DOBLE CON CENEFA

Tienda de Equipo Médico innova en el mercado con VITRINA DOBLE CON CENEFA, que presenta características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricada con lámina de acero recubierta con pintura horneada termoendurecible.
- Doble puerta de cristal protegida con cañuela plástica transparente, chapa de seguridad y seguro.
- Doble entrepaño de cristal ajustable a diversas alturas en forma manual a través de cremallera y tánganos plásticos.
- Cajón intermedio combinable.
- Doble puerta inferior abatible por medio de bisagras bidimensionales.
- Cenefa plástica con motivos infantiles y combinable.



VITRINA DOBLE CON CENEFA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx