



VITRINA MODELO HAMILTON

Tienda de Equipo Médico presenta VITRINA MODELO HAMILTON que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricado en lámina cal.24 acabado esmalte horneado
- puertas superiores en lámina de acero cal.24 con ventana de vidrio de 3ml, dos cajones con jaladera integrado
- dos puertas superiores en lámina de acero cal.24 equipada con cerradura en las puertas de cristal.



VITRINA MODELO HAMILTON

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx